PRODUKTDATENBLATT | TECHNISCHE SPEZIFIKATION

# Trichinenprobenbeutel-Set


**Probenentnahme & Diagnostik · LDPE transparent · Beschriftungsfeld · Druckverschluss**

MuHeSa Verpackungsmittel & Vertrieb

## 1. Technische Spezifikationen (Veterinär- & Probenbedarf)

| Parameter | Spezifikation / Ausführung |
|---|---|
| **Produktbezeichnung** | **Trichinenprobenbeutel-Set für Trichinenuntersuchung** |
| **Einsatzbereich** | Probenahme nach Fleischhygienerecht / VO (EU) 2015/1375 |
| **Basismaterial** | LDPE (Low-Density Polyethylen) – lebensmittelunbedenklich |
| **Materialstärke** | Ca. 50 µm – 70 µm (reißfest & dehnfähig) |
| **Farbe & Transparenz** | Transparent (hochgradige Sichtkontrolle der Gewebeprobe) |
| **Kennzeichnung** | **mit 3 weißen Beschriftungsstreifen (kugelschreiberfest)** |
| **Verschlusssystem** | **Druckverschluss** (Zip-Verschluss / wiederverschließbar) |
| **Dichtigkeit** | flüssigkeits- und tropfsicher gegen Austritt von Fleischsaft |
| **Set-Bestandteile** | Probenbeutel + Begleitscheintasche / Wildursprungsschein-Hülle |
| **Konformität** | frei von Weichmachern & Schwermetallen; recyclingfähig (Code 04) |

*Abb. 1: MuHeSa Trichinenprobenbeutel-Set mit Beschriftungsfeld*




**Trichinen-Untersuchungs-Set |** sichere Probenahme nach amtlichen Vorgaben

- **Flüssigkeitsdichter Verschluss:** verhindert das Austreten von Fleischsaft im Probenkühler oder beim Transport zum Veterinäramt.
- **Beschriftungsfelder:** direkte Zuordnung von Wildursprungsmarke, Erlegedatum, Revier und Jäger ohne Verwischen.
- **Dokumentenschutz:** trennt die Fleischprobe physisch vom Begleitschein – kein Durchweichen wichtiger Dokumente.
- **Praktisches Set:** sofort einsatzbereit für Jagdausübungsberechtigte und amtliche Probennehmer.

## 2. Materialexpertise: Lebensmittelechtes LDPE & Hygiene-Sicherheit

| Lebensmittelunbedenklich | Flüssigkeitsbarriere & Schutz | Rechtliche Konformität |
|---|---|---|
| • Reines LDPE-Material | • Zuverlässiger Verschluss | • VO (EU) 2015/1375 |
| Hergestellt aus geruchs- und geschmacksneutralem Polyethylen. Beeinträchtigt die Gewebeprobe nicht und garantiert unverfälschte Analyseergebnisse im Labor (Magnetrührverfahren). | Der präzise schließende Druckverschluss schützt vor Flüssigkeitsverlust und verhindert Kontaminationen der Transportbehälter sowie mikrobiologische Kreuzkontaminationen. | Entspricht den behördlichen Richtlinien für die amtliche Probenahme bei trichinenanfälligen Tieren (Schwarzwild, Hausschweine, Dachse) zur lückenlosen Probenrückverfolgung. |

## 3. Einsatzbereiche & Praxisanwendung

### Zielgruppen & Einsatzbereiche:

- **Jäger & Jagdausübungsberechtigte:** gesetzeskonforme Probenahme bei erlegtem Schwarzwild
- **Veterinärämter & Untersuchungsämter:** hygienischer Probeneingang und Verarbeitungsstandard
- **Wildverarbeitungsbetriebe & Metzgereien:** Eingangskontrolle und Dokumentationssicherheit
- **Forstämter & Wildforschungsstellen:** Monitoring und Seuchenprävention (z. B. ASP/Trichinen)

### Anwendungsempfehlung zur Probenahme:

- **1. Probenentnahme:** Muskelprobe (z. B. Zwerchfellpfeiler oder Vorderlauf) vorschriftsmäßig entnehmen.
- **2. Beschriftung:** Beutel mit Wildursprungsmarken-Nummer, Erlegedatum, Revier und Jägerdaten versehen.
- **3. Verschließen:** Probe trocken einlegen und Druckverschluss luftarm und vollständig zudrücken.
- **4. Dokumentation:** Begleitschein/ Wildursprungsschein getrennt in die Belegtasche einfügen und gekühlt abgeben.


**Hersteller & Vertrieb**
MuHeSa Verpackungsmittel & Vertrieb
Hauptstraße 28 · DE-16761 Hennigsdorf

**Fachberatung & Jagdbedarf**
Telefon: 03302 – 499 77 89
Mo – Fr: 08:00 – 16:00 Uhr

**Digital & Shop**
Web: www.muhesa-hygiene.de
Ausgabe 2026